

Plasti-Pan

Urinuppsamlare & urinmätare

Plasti-Pan urinuppsamlare och urinmätare är enkel att använda och passar alla typer av toalettstolar. Genom att sätta ihop två produkter kan Plasti-Pan även användas för faecesprover.



1 Volymangivelse
Plasti-Pan har tydlig volymangivelse och är lätt att tömma.

2 Storlek
Plasti-Pan rymmer ca 700 ml

Material:

100 % Polypropen

Tvättanvisning:

Urinuppsamlaren tål rengöring upp till 85 °C.

Fördelar:

Enkel att använda

Tydlig volymangivelse

Kan användas vid feaceprov

Sortiment	Art.nr.	Volym	Förp.
Plasti-Pan	827 683	700 ml	1 st