

Peha® engångsinstrument

Nålförare



Fördelar:

Hög kvalitet

Består av 99% återvunnet rostfritt stål

Färg markering av ett säkert ekologiskt färgämne

Ekonomisk

Nålförare tillverkad i icke reflekterande mattborstad rostfritt stål. Material av hög kvalitet, förpackade i sterila singelförpackningar för hygienisk och funktionell användning. Den unika färgmarkeringen förhindrar förväxling med flergångsinstrument. Alla produkter är märkta enligt EN 980 med symbol för engångsprodukter.

991 031

Lämplig för all typ av
suturering.



991 030

Lämplig för all typ av
suturering.



Sortiment	Storlek	Art.nr.	AFP	TFP
Nålförare Mayo Hegar	12 cm	991 031	25	2
Nålförare Mayo Hegar	14 cm	991 030	25	2