

Idealbinden

Stödbinda med lågelastisk kompression

Idealbinden är ett stödförband med lågelastisk kompression. Idealbinden kan användas för många olika ändamål och har ett högt ekonomiskt värde eftersom bindan kan återanvändas flera gånger.



- 1 Idealbinden har en elasticitet på 90%
- 2 Kan kokas och steriliseras
- 3 Fungerar vid alla typer av fixering och som stödförband

Fördelar:

Bekväm att bära
Elastisk
Många användningsområden
Kan återanvändas
Stadiga kanter



Egenskaper

Bindan är elastisk och har vävda kanter som ger stabilitet och bibehåller bindans form. Bindan ger ett högt arbetstryck och ett lågt vilotryck vilket gör att den även kan bäras av stillasittande personer. Normalt tas bindan av under natten och lindas på igen på morgonen. För att nå bästa resultat bör framför allt smala ben polstras till normal form innan lindning.

Material

100% bomull. Vit.
Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.
Utsträckt längd: 5 m
Outsträckt längd: ca 2,6 m
Elasticitet: 90%

Indikation

Som stödförband vid amputationer och ledbands-skador. För kompression med ödembehandling och fixering av förband och gipsskenor.
Kontraindikationer: Arteriell ocklusionssjukdom.

Tvättråd

Idealbinden kan steriliseras i autoklav vid 134°C och tvättas i 95°C ett fåtal gånger. Efter tvätt återfår Idealbinden sin elasticitet.



Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Idealbinden Styckförpackad i cellofan	5 m x 4 cm	931 011	1 st	168 Afp
	5 m x 6 cm	931 012	1 st	120 Afp
	5 m x 8 cm	931 013	1 st	90 Afp
	5 m x 10 cm	931 014	1 st	72 Afp
	5 m x 12 cm	931 015	1 st	60 Afp
	5 m x 15 cm	931 016	1 st	48 Afp
Idealbinden Lösa i förpackning	5 m x 4 cm	931 859	10 st	22 Afp
	5 m x 6 cm	931 860	10 st	16 Afp
	5 m x 8 cm	931 861	10 st	12 Afp
	5 m x 10 cm	931 862	10 st	10 Afp
	5 m x 12 cm	931 754	10 st	8 Afp
	5 m x 15 cm	931 863	10 st	6 Afp
	5 m x 20 cm	931 865	10 st	5 Afp