

HARTMANN



Helps. Cares. Protects.

Foliodress[®]

Kleding voor het
chirurgische team



Foliodress® Suit

OK-kleding

Deze operatiekleding voor eenmalig gebruik is speciaal ontworpen voor het medische team dat in de operatiekamer werkt, ter bescherming van de omgeving van de patiënt.

Het pak bestaat uit een korte jas en een broek.

Het stevige, non-woven materiaal garandeert een uitstekende opaciteit. Het materiaal is luchtdoorlatend, licht en soepel, voelt zacht aan en is comfortabel.

Dankzij de antistatische behandeling plakt de stof niet vast aan de huid. De kwaliteit van het materiaal vormt een uitstekende barrière tegen ziektekiemen (wanneer het droog is).

De afwerking van de zomen aan de mouwen en de broekspijpen maken het geheel af.

Beschrijving:

Tweedelige operatiekleding met korte jas en broek verkrijgbaar in blauw.

Korte jas:

- V-hals met witte bies
- Korte mouwen
- Gezoomde afwerking aan de mouwen
- Zakken aan beide zijden

Broek:

- Sluiting met strikbanden
- Gezoomde afwerking aan de broekspijpen

Materiaal:

- Non-woven SMMS 100% polypropyleen
- Zacht en antistatisch
- Pluist niet

Presentatie:

- Verkrijgbaar in 5 maten: S, M, L, XL en XXL
- Korte jas + broek per paar verpakt in individuele verpakking



Kenmerken:

Medisch hulpmiddel klasse I
Conform norm EN 13795

Verpakking:

Alle referenties per doos van 50 stuks, verpakt per paar (Korte jas + broek)

Assortiment



| Omschrijving | Referentienummer |
|---------------------------|------------------|
| Foliadress suit blauw S | 992 514 |
| Foliadress suit blauw M | 992 516 |
| Foliadress suit blauw L | 992 518 |
| Foliadress suit blauw XL | 992 520 |
| Foliadress suit blauw XXL | 992 522 |

Foliodress® Jacket

De omloopjas wordt gedragen over operatiekleding om de zorgteams warm te houden, vooral de circulerende verpleegkundige(n)

Het circulerende personeel in de operatiekamer en in de diensten wordt vaak blootgesteld aan frisse temperaturen. Deze omloopjas, non-woven, niet-steriel en voor éénmalig gebruik, helpt het personeel om zich warm te houden.

De dikte van het materiaal zorgt voor uitstekend thermisch comfort en optimale zachtheid.

Dankzij de antistatische behandeling plakt de stof niet vast aan de huid.

De omloopjas is erg praktisch dankzij de vijf drukknopen aan de voorzijde, de lange mouwen, de twee grote zakken en de tricot manchetten.

Beschrijving:

- Omloopjas met lange mouwen
- Sluiting met 5 drukknopen
- Grote zak aan zowel linker- als rechterzijde
- Zeer zachte tricot manchetten voor een uitstekend comfort
- Hoogwaardige afwerking

Materiaal:

- Non-woven SMS 100% polypropyleen
- Antistatische behandeling

Presentatie:

Verkrijgbaar in 2 maten: M en L

Verpakking:

Verpakt in zakken van 10 stuks per doos van 50 stuks (d.w.z. 5 zakken van 10 stuks)

Assortiment

| Omschrijving | Referentienummer |
|------------------------------|------------------|
| Foliodress omloopjas blauw M | 992 600 |
| Foliodress omloopjas blauw L | 992 601 |



Foliodress[®] S

Bezoekersjas voor éénmalig gebruik voor personeel en bezoekers

Deze non-woven overjas voor éénmalig gebruik is bedoeld voor ziekenhuisbezoekers, maar ook voor verplegend personeel om de overdracht van bacteriën te verminderen en om de patiënt en zijn/haar omgeving te beschermen tegen besmetting door vreemde deeltjes. De jas wordt voornamelijk gebruikt op de intensive care-afdeling en op quarantaineafdelingen met besmette patiënten, maar ook in de pediatrie en geriatrie.

Het soepele, comfortabele en zachte materiaal garandeert een goede bescherming en hygiëne.

De isolatiejas is verkrijgbaar in twee niet-steriele versies in een universele maat: een blauwe luchtdoorlatende versie en een witte, ondoorlaatbare versie met een polyethyleen laag voor een betere bescherming tegen vloeistoffen.



Beschrijving:

- Overjas in blauw of wit
- Lange mouwen, elastische manchetten
- Ronde kraag
- Opening over de gehele lengte aan de achterzijde
- Sluitingsbanden ter hoogte van de kraag en de taille (2 m)

Materiaal:

- Blauwe overjas: non-woven, 100% polypropyleen
- Witte overjas: non-woven in polypropyleen, met polyethyleen-coating
- Latexvrij elastiek

Presentatie:

Universele maat

Kenmerken:

Medisch hulpmiddel klasse I

Verpakking:

- Blauw: plastic zakken met 10 overjassen, 5 stuks per doos.
- Wit: plastic zakken met 10 overjassen, 5 stuks per doos.
- Blauwe steriele overjassen: per stuk verpakt in blisterverpakking, 48 blisters per doos.



Assortiment

| Omschrijving | Referentienummer |
|---------------------------------|------------------|
| Foliodress S bezoekersjas blauw | 604 705 |
| Foliodress S bezoekersjas wit | 604 707 |

Foliodress® Cap

Beschermende operatiemutsen voor eenmalig gebruik

Dit ruime assortiment beschermende, non-woven operatiemutsen voldoet aan alle behoeften van het medische of verzorgende personeel en van patiënten voor het afdekken van de haren.

De stevige afwerking met versterkte naden op plaatsen die extra worden belast, zorgt voor een verbeterde veiligheid.

De gebruikte non-woven vezels zijn zeer luchtdoorlatend en zorgen voor een goede regulering van de lichaamswarmte.

De verschillende stijlen en vormen (helmvormige mutsen, chirurgenumtsen, ronde mutsen), zijn geschikt voor zowel lang als kort haar en voor alle soorten ingrepen.

Het stevige, lichte, soepele en comfortabele polypropyleen-materiaal is zeer luchtdoorlatend, voor een hoog draagcomfort. De mutsen zijn licht en soepel. Ze bieden een aangenaam en langdurig draagcomfort en beschadigen het haar niet.

Materiaal:

- Non-woven 100% polypropyleen:
- Latexvrij elastiek

Kenmerken:

Medisch hulpmiddel klasse I

Presentatie:

Alle referenties in universele maat

Assortiment

| Omschrijving | Referentienummer | Verpakking |
|---------------------------------|------------------|------------|
| Foliodress cap astro | 992 460 | 6 x 100 |
| Foliodress cap astro plus | 992 461 | 6 x 100 |
| Foliodress cap apart | 992 462 | 6 x 100 |
| Foliodress cap rondo | 992 463 | 6 x 100 |
| Foliodress cap form | 992 464 | 6 x 100 |
| Foliodress cap universeel groen | 992 465 | 8 x 100 |
| Foliodress cap universeel wit | 992 466 | 8 x 100 |
| Foliodress cap rondo plus | 992 467 | 6 x 100 |
| Foliodress cap form plus | 992 468 | 6 x 60 |
| Foliodress caps helmet | 992 469 | 6 x 40 |
| Foliodress cap bandana | 992 477 | 6 x 100 |



Beschrijving:

Operatiemutsen die het hoofd en de hals volledig bedekken voor het zorgpersoneel, in de operatiekamer of in de zorgeenheid waar dit nodig is.

Mutsen van het orthopedische type, met lange koordjes rond de hals



Foliodress® Cap Astro: kleur "blauwgroen"

Helmvormige muts met lange koordjes rond de hals. Betrouwbare bescherming van het volledige hoofd en de nek. Met name geschikt voor baarddragers.



Foliodress® Cap Astro Plus: kleur "blauwgroen"

Helmvormige muts met lange koordjes rond de hals en met een zachte en brede geïntegreerde zweetband aan de voorkant. Betrouwbare bescherming van het volledige hoofd en de nek. Met name geschikt voor baarddragers.



Foliodress® Cap Helmet: kleur "blauwgroen"

Volledig beschermende helm met geïntegreerde zweetband, bedekt nek en schouders; voor dragers van langer haar en baarden.

Mutsen voor in de operatiekamer:

Chirurgenmutsen



Foliodress® Cap Rondo: kleur "blauwgroen"

Rond model met dubbel versterkte zijkanen. Bijzonder licht en comfortabel voor kort haar.



Foliodress® Cap Bandana: kleur "blauwgroen"

Muts in piratenstijl met koordjes voor bevestiging achter in de nek. Geschikt voor kort haar.

Operatiemuts



Foliodress® Cap Apart: kleur "blauwgroen"

Met versterkte voorkant en koordjes voor bevestiging achter in de nek. Geschikt voor lang haar.



Foliodress® Cap Rondo Plus: kleur "blauwgroen"

Rond model, met elastisch nekgedeelte; bedekt veilig al het haar tot neklengte.



Foliodress® Cap Form Plus: kleur "blauwgroen"

Speciaal voorgevormd nekgedeelte met elastische rand en een zachte en brede geïntegreerde zweetband aan de voorkant. Geschikt voor langer haar.



Foliodress® Cap Form: kleur "blauwgroen"

Speciaal voorgevormd nekgedeelte met elastische rand. Geschikt voor langer haar.

Haarkapjes voor het ziekenhuispersoneel, de patiënten en de bezoekers:



Foliodress® Universeel

Baretvormig met elastische rand. Bijzonder licht en aangenaam om te dragen. Ook geschikt als hoofdbedekking voor de patiënt. Beschikbaar in groen of wit.

Foliodress® Mask

Comfortabel chirurgisch gezichtsmasker voor éénmalig gebruik

Hoogwaardige chirurgische maskers conform EN 14683: 2014 Type II of IIR van hypoallergeen, bijzonder zacht en flexibel non-woven materiaal. Bevat geen natuurrubberlatex. Met speciaal microkiemfilter voor vrije ademhaling met optimale filterprestaties. Met een lang geïntegreerd neusstuk. Reukloos en duurzaam. In verschillende materiaalcombinaties en uitvoeringen, geschikt voor een breed scala aan behoeften.

Toepassing:

voor éénmalig gebruik in alle afdelingen van de operatiekamer, evenals op intensive care-afdelingen en quarantaineafdelingen, in verloskamers en op neonatologie- en kraamafdelingen.

Assortiment

| Omschrijving | Referentienummer | Verpakking |
|---|------------------|-------------|
| Foliodress mask comfort loop blauw | 992 537 | 10 x 50 |
| Foliodress mask loop blauw II | 60000022 | 40 x 50 |
| Foliodress mask loop blauw IIR | 60000021 | 40 x 50 |
| Foliodress mask comfort anti-splash groen IIR | 992 528 | 6 x 40 |
| Foliodress mask comfort perfect groen | 992 143 | 6 x 50 |
| Foliodress mask protect perfect blauw | 992 531 | 6 x 50 |
| Foliodress mask protect perfect groen | 992 532 | 6 x 50 |
| Foliodress mask protect senso blauw | 992 535 | 6 x 50 |
| Foliodress maks protect senso groen | 992 536 | 6 x 50 |
| Foliodress mask comfort senso groen | 992 138 | 6 x 50 |
| Foliodress mask comfort special groen | 992 142 | 6 x 50 |
| Foliodress mask protect special blauw | 992 533 | 6 x 50 |
| Foliodress maks comfort anti-fogging groen | 992 530 | 6 x 50 |
| Allmed ademhalingsmasker FFP2 | 992 080 | 51 (17 x 3) |



Masker Foliodress® Comfort Senso

Gemaakt van een combinatie van bijzonder zachte en lichte materialen, met ultrasoon gelaste bandjes. Voor personen met een zeer gevoelige huid.



Masker Foliodress® Comfort Special

Gemaakt van een combinatie van zachte materialen; met een zacht gevoerd neusstuk en gestikte linten. Zeer geschikt voor mannen met een baard dankzij de extra ruime pasvorm van het masker. Voor de gevoelige huid.



Masker Foliodress® Comfort Perfect

Met ultrasoon gelaste koordjes, geschikt voor personen met een normaal gevoelige huid.



Masker Foliodress® Comfort Loop

Met zachte, gedraaide elastische bandjes om achter de oren vast te maken. Voor normaal gevoelige huidtypes.



Masker Foliodress® Comfort Anti-fogging

Speciaal voor bril dragers; voorzien van een dubbelzijdige anticondensstrook op de neusbrug die beschermt tegen het beslaan van de brillenglazen en microscoop.



Foliodress® masker loop Type IIR

Spatbestendig tot 120 mm Hg, type II R. Beschermt de gebruiker tegen infectie als gevolg van bloedspatten en ontstekingswondvocht en tijdens spoelprocessen.



Foliodress® masker anti splash – Type IIR

Spatbestendig tot 120 mm Hg. Beschermt de gebruiker tegen infectie als gevolg van bloedspatten en ontstekingswondvocht en tijdens spoelprocessen.



Allmed® ademhalingsmasker FFP2

Beschermt de gebruiker tegen het inademen van schadelijke stoffen, waaronder ook virussen.

Voldoet aan de Europese norm EN 149:2001+A1:2009 en de Europese verordening 2016/425.



Foliodress® eye protect

Veilige en comfortabele extra oogbescherming

Herbruikbare veiligheidsbril met panoramalens van hard gecoat polycarbonaat, anticondenslaag en geïntegreerde zijdelingse bescherming. Sluit zeer goed aan op het gezicht dankzij de anatomische pasvorm en individueel afstelbare zijkanten.

Toepassing

Als persoonlijk beschermingsmiddel voor de gebruiker; voor meervoudig gebruik als oogbescherming tegen blootstelling aan infectieuze vloeistoffen of vrije deeltjes in alle zones van de operatiekamer, de intensive care-afdelingen en alle zones met een hoog infectierisico.



Assortiment

| Omschrijving | Referentienummer | Verpakking |
|------------------------|------------------|------------|
| Foliodress eye protect | 992 524 | 12 x 5 |



Superieure kwaliteit

Het Foliadress®-assortiment biedt u de garantie van hoge kwaliteit en doeltreffende bescherming voor de patiënt en het chirurgische team.

Hoogwaardige en zachte materialen die u comfort bieden tijdens uw werkzaamheden.

Professionele ondersteuning

Deskundige begeleiding door ervaren productspecialisten. Voor, tijdens en na de ingebruikname.



Helps. Cares. Protects.

PAUL HARTMANN B.V.
Postbus 26, NL-6500 AA Nijmegen

Bezoek onze website:
www.hartmann.nl