

HARTMANN



Helps. Cares. Protects.

Foliodress®

Vergroot uw
comfortzone.

De Foliodress® operatiejassen
van HARTMANN.



De Foliadress® operatiejassen van HARTMANN.

Beide assortimenten profiteren van alle ontwikkelingen.




FOLIADRESS® PROTECT OPERATIEJAS: ECONOMISCH EN BETROUWBAAR.

Binnenzijde in een lichtere kleur en zachter, voor een beter onderscheid tussen de binnen -en buitenzijde van de operatiejas.

Groene halslijn:
standaard operatiejas.

Verpakt in zacht, wit SMS
materiaal (conform de Euro-
pese norm EN 868-2).



FOLIODRESS® COMFORT OPERATIEJAS: DE COMFORTABELE ALL-ROUNDER.



Met het gepatenteerde
Combitape® sluitsysteem.

Rode halslijn:
versterkte operatiejas.



Zachtere en
langere manchetten.

Meer kleur voor meer veiligheid.

De kleurcode.

Al onze Foliadress® operatiejassen hebben een gekleurde halslijn voor een eenvoudige productidentificatie in de operatiekamer.



Standaard.



Versterkt.



Urologie, ultra-versterkt.

Geef kleur aan uw CombiSet® en uw operatiekamer.

De makkelijk herkenbare kleurcode van de Foliadress® operatiejassen is vooral een voordeel in combinatie met de HARTMANN CombiSet®. Zodra de CombiSet® is uitgepakt ziet u onmiddellijk aan de kleur van de jas en de gekleurde halslijn, welk type operatiejas het is. Hierdoor wordt de voorbereiding in de operatiekamer makkelijker en verhoogt de productiviteit.

Meer zachtheid.

De SMS-verpakking.

Geruisloos bij het openvouwen en makkelijk hanteerbaar. De overstap van wit crêpepapier naar de witte SMS-verpakking conform de Europese norm EN 868-2 biedt talrijke voordelen voor uw operatiekamer. De veiligheid en functionaliteit van het verpakkingsmateriaal zijn onveranderd.



Voordelen van de SMS-verpakking:

- Geen partikels.
- Makkelijker te hanteren.
- Zachter materiaal.
- Geruisloos openvouwen.
- Geen scherpe papierenranden.
- Beter steriel aantrekken.





Combitape[®]

Het eenvoudige sluitsysteem.

Combitape[®] heeft zijn sporen verdiend in de praktijk.
Dit gepatenteerde sluitsysteem voor operatiejassen is beschikbaar voor Foliadress[®] Comfort en Foliadress[®] Protect.

De voordelen van Combitape[®] :

- Schuurt niet in de hals.
- Geen ophoping in de rug.
- Halslijn is individueel aanpasbaar.
- Veilige en betrouwbare hechting.
- Hecht zich op elk punt van de rug.
- Haar komt niet vast te zitten.

Een betrouwbare sluiting dankzij Combitape®.

Makkelijk en veilig aanbrengen in vier stappen:

1. Trek de Combitape® van de beschermstrook die teruggevouwen zit aan de binnenzijde van de operatiejas.
2. Bevestig deze in de zone bovenaan op de schouder.
3. Rek de Combitape® niet te veel uit.
4. Oefen tijdens het sluiten lichte druk uit met de vingertoppen voor een stevige hechting.



De juiste Foliadress[®] operatiejas voor elke ingreep.

Meer efficiëntie en comfort in uw operatiekamer.

FOLIADRESS[®] COMFORT OPERATIEJAS:
DE COMFORTABELE ALL-ROUNDER.



BASIC
STANDAARD
PRESTATIE



STANDARD
STANDAARD
PRESTATIE




EXTRA
REINFORCED
HOGE
PRESTATIE



UROLOGY
ULTRA
REINFORCED
HOGE
PRESTATIE

AANBEVOLEN TOEPASSING:

Geringe hoeveelheid vloeistoffen	●	●		
Matige hoeveelheid vloeistoffen	●	●		
Grote hoeveelheid vloeistoffen			●	●
Extra-large versterking ter hoogte van de borst			●	●
Zeer economisch				
Ademend versterkt materiaal			●	●
Mouwen volledig versterkt			●	●
Extra bewegingsvrijheid	●	●	●	●
Bijzonder geschikt voor ingrepen die in zithouding worden uitgevoerd	●	●	●	●
Alcoholafstotend	●	●	●	●
Antistatische behandeling	●	●	●	●
Speciale maat			●	
Dubbele verpakking en absorberende handdoekjes		●	●	●
Overslag op de rug		●	●	



FOLIODRESS® PROTECT OPERATIEJAS:
ECONOMISCH EN BETROUWBAAR.

BASIC
STANDAARD
PRESTATIE

STANDARD
STANDAARD
PRESTATIE

REINFORCED
HOGE
PRESTATIE




AANBEVOLEN TOEPASSING :

●	●		Geringe hoeveelheid vloeistoffen
●	●		Matige hoeveelheid vloeistoffen
		●	Grote hoeveelheid vloeistoffen
			Extra-large versterking ter hoogte van de borst
●	●	●	Zeer economisch
			Ademend versterkt materiaal
			Mouwen volledig versterkt
			Extra bewegingsvrijheid
			Bijzonder geschikt voor ingrepen die in zithouding worden uitgevoerd
			Alcoholafstotend
●	●	●	Antistatische behandeling
			Speciale maat
●	●	●	Dubbele verpakking en absorberende handdoekjes
	●	●	Overslag op de rug





Productoverzicht :

Maat Lengte van de jas in cm Aantal jassen per prijseenheid Artikelnummer Verzenden- eenheid


Foliodress® Protect operatiejas:

	Basic (standaard prestatie)	L	125 cm	36	992 801	1
	Zonder Combitape®, operatiejas met bindlinten voor sluiting op de rug, steriel, individueel verpakt.	XL	140 cm	36	992 802	1
	Standard (standaard prestatie) Steriel, individueel verpakt.	M	115 cm	36	992 808	1
		L	125 cm	32	992 809	1
		XL	140 cm	32	992 810	1
		XXL	155 cm	32	992 811	1
	Reinforced (hoge prestatie) Steriel, individueel verpakt.	M	115 cm	36	992 816	1
		L	125 cm	32	992 817	1
		XL	140 cm	28	992 818	1
		XXL	155 cm	28	992 819	1

Foliodress® Comfort operatiejas:

	Basic (standaard prestatie)	L	123 cm	32	992 901	1
	Zonder Combitape®, operatiejas met bindlinten voor sluiting op de rug, steriel, individueel verpakt.	XL	149 cm	32	992 902	1
	Standard (standaard prestatie) Steriel, individueel verpakt.	L	127 cm	32	992 905	1
		XL	147 cm	32	992 906	1
		XXL	155 cm	32	992 907	1
	Extra Reinforced (hoge prestatie) Extra versterkte mouwen, steriel, individueel verpakt.	L	127 cm	28	992 921	1
		XL	147 cm	28	992 922	1
		XXL	155 cm	28	992 923	1
	Urology, Ultra Reinforced (hoge prestatie) Extra versterking aan de mouwen en over de lichaamslengte, steriel, individueel verpakt.	L	130 cm	32	992 937	1
		XL	150 cm	32	992 938	1

Foliodress® Comfort operatiejas Peel & Go:

	Extra Reinforced (hoge prestatie) Extra versterkte mouwen, steriel, individueel verpakt.	XXLL	177 cm	28	992 927	1
---	---	------	--------	----	---------	---



Superieure kwaliteit

De Foliadress® operatiejassen bieden u de garantie van hoge kwaliteit en doeltreffende bescherming voor de patiënt en het chirurgische team.

Zachte en comfortabele materialen die u comfort bieden tijdens de ingreep.

Professionele ondersteuning

Deskundige begeleiding door ervaren productspecialisten. Voor, tijdens en na de ingebruikname.



Helps. Cares. Protects.

PAUL HARTMANN B.V.
Postbus 26, NL-6500 AA Nijmegen

Bezoek onze website:
www.hartmann.nl